

# QRでつながる。 予防につながる。



コバス b 101に測定結果を「QRコード」で表示する新機能。  
わずか一滴の血液で、HbA1cと脂質\*を測定できます。

\*TC、TG、HDL-C 3項目実測。LDL-C、non-HDL-C、TC/HDL-C比演算により表示可能。

約6分の迅速測定

簡単3ステップ操作

コンパクトボディ



## cobas<sup>®</sup> b 101

販売名: コバス b 101 医療機器製造販売届出番号: 13B1X00201000060



# 生活習慣病に、QRコードを読み取る新習慣。

新しいコバス b 101は、測定結果の情報を「QRコード」で表示。  
QRコード対応の健康管理アプリケーションがインストールされたスマートフォンなどで読み取ることで、より簡単に生活習慣病に関するデータ管理ができるようになりました。

アプリを使って、  
測定結果の管理を  
よりスマートに!



測定結果を表示する画面左下の「QRコード」アイコンをタッチ!



「QRコード」が表示されるのでスマートフォンなどで直接読み取り!



プリンターでQRコードの印字も可能!

## コバス b 101の3つの特徴。

### 約6分の迅速測定

HbA1cと脂質項目を全血でそれぞれ約6分で測定することができます。

### 簡単3ステップ操作

指先を穿刺して、全血をディスクに充填。装置にディスクをセットするだけで測定可能です。

### コンパクトボディ

長3封筒並の省スペース。重量は約2kg。限られた設置スペースにも設置可能です。



販売名:コバス b 101  
医療機器製造販売届出番号:13B1X00201000060

#### ■仕様一覧

製品名	コバス b 101	
外形寸法	135mm(W)×234mm(D)×184mm(H)	
重量	約2kg(電源アダプターを含まず)	
使用環境	測定可能温度:15~32℃	測定可能湿度:10~85%
測定項目	HbA1c(グリコヘモグロビンA1c)、脂質(総コレステロール、HDL-コレステロール、トリグリセライド) ※推定平均血糖値(eAG)、LDL-コレステロール、non-HDL-コレステロール、総コレステロール/HDL-コレステロール比を計算式により算出可能	
検体量	2μL(HbA1c)、19μL(脂質)	
測定時間	HbA1c、脂質共に約6分	
測定範囲	HbA1c:4.0~14.0%(NGSP値)、20~130mmol/mol(IFCC値) 脂質:50~500mg/dL(総コレステロール)、15~100mg/dL(HDL-コレステロール)、45~650mg/dL(トリグリセライド)	
使用検体	HbA1c:毛細血管全血、EDTA-2K添加静脈全血、EDTA-3K添加静脈全血、ヘパリン-Li添加静脈全血 脂質:毛細血管全血、EDTA-2K添加静脈全血、EDTA-2K添加静脈血漿、EDTA-3K添加静脈全血、EDTA-3K添加静脈血漿	
メモリー	患者検体測定結果:5,000件 精度管理試料測定結果:500件 患者ID:500件 オペレーターID:50件(うち管理者ID:5件)	
インターフェース	PC用USBインターフェース、バーコードスキャナー用インターフェース プリンターまたはUSBメモリースティック用インターフェース、ベースユニットハブ用RS422インターフェース	
電源電圧等	電源アダプター 入力:AC100~240V、50/60Hz電源アダプター 出力:DC12V 消費電力:最大60VA	

#### ■製品一覧

統一商品コード	製品名	包装	貯法
518-507800	コバス b 101	1台	温度:-25~+60℃ 湿度:10~90%(結露しないこと)
518-507817	コバス b 101用 HbA1c測定試薬ディスク	10テスト	2~30℃
518-507824	コバス b 101用 脂質測定試薬ディスク	10テスト	2~30℃
518-507848	コバス b 101用 HbA1c測定コントロール	1mL×2濃度×2本 QC Infoディスク1枚	2~8℃
518-507855	コバス b 101用 脂質測定コントロール	2mL×2濃度×2本 QC Infoディスク1枚	2~8℃
518-507916	コバス b 101用 プリンター	1台	-20~+60℃
518-507923	コバス b 101用 プリンター用紙	5個	室温
518-508050	コバス b 101用 バーコードスキャナー	1個	室温

販売名:コバス b 101 医療機器製造販売届出番号:13B1X00201000060  
販売名:HbA1c測定試薬ディスク 体外診断用医薬品製造販売届出番号:13A2X00206000143  
脂質測定試薬ディスク 体外診断用医薬品製造販売届出番号:13A2X00206000144  
製造元:パナソニックヘルスケア株式会社(コントロール、プリンター関連製品、バーコードスキャナーは除く)



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70  
カスタマーソリューションセンター ☎0120-600-152 <http://www.roche-diagnostics.jp>