

SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト(一般用)

SARSコロナウイルス抗原キット

第1類医薬品

一般用検査薬

この検査薬は一般用検査薬として厚生労働省の承認を取得した体外診断用医薬品(一般用医薬品)です。

Point!

- 体調が気になる場合のセルフチェックとして活用できます。
- 医療用の体外診断用医薬品と使用方法、性能は同じです。
- ご家庭の買い置きに適した5テスト包装。
使用期限は製造後2年です。
- 鼻腔ぬぐい液採取用の滅菌スワブが同梱されており、ご自身で検査が可能です。



※現品は写真とデザインが異なる場合がございます。

製品情報

製品名	統一商品コード	包装	貯法	希望販売価格
SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト(一般用) 5テスト	518-251284	5テスト	2~30℃	オープン価格



新型コロナウイルス抗原検査の使用について

この検査薬は、薬剤師から説明を受け、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。検査結果が「陽性」の場合は適切に医療機関の受診等を行ってください。検査結果が「陰性」であっても症状がある場合には、適切に医療機関の受診等を行ってください。

Roche

SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト(一般用)

第1類医薬品

一般用検査薬


キットの構成 (5テスト)




使用方法 *添付文書をよくお読みの上ご使用ください。

1 検体採取(鼻腔ぬぐい液)


*同じスワブで両鼻から採取します




2 試料の調製



3 検体の滴下



4 測定結果の判定



一般のお客様専用のコールセンターを設置しています。

一般の方向け専用コールセンター

フリーダイヤル: 0120-325-060

平日(月曜日から金曜日のうち祝日を除く) 9:00~17:00

製品の詳細は以下のウェブサイトでご紹介しています。

製品情報は
こちらから



https://dianews.roche.com/rapid_otc.html

使用方法の
動画はこちら



https://dianews.roche.com/antigen_at_pharma.html



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
 カスタマーソリューションセンター ☎0120-600-152 <http://www.roche-diagnostics.jp>